

Apc Mouse Anti-Human Cd11b 단일클론항체 For Fc - P11215

품목 번호: CM0011721



소개

인간 CD11b (ITGAM, MAC-1)를 표적으로 하는 APC 접합 마우스 단일클론항체. 유세포 분석용으로 검증되었으며, 인간 특이적입니다. 분자량 127 kDa. 면역학 및 선천성 면역 연구용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC Mouse anti-Human CD11b 단일클론항체
비고/별칭	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
종 특이성	인간
유전자 ID	3684
면역원	재조합 인간 CD11b 단백질
원천	마우스
범주	단일클론항체
적용 분야	유세포 분석 (FC)
교차 반응성	인간
SWISS	P11215
단백질 분자량	127kDa
배송 조건	아이스백