

유세포 분석용 Apc Mouse Anti-Human Cd11B 단일클론항체 - P11215

품목 번호: CM0008220



소개

유세포 분석용으로 검증된 인간 CD11b (인테그린 알파-M) 표적 APC 접합 마우스 단일클론항체입니다. 선천 면역, 세포 부착, 호중구/단핵구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC Mouse anti-Human CD11b mAb
비고/별칭	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
종	인간
GeneID (Human)	3684
GeneID	3684
면역원	합성 펩타이드 / 인간 CD11b 유래 합성 펩타이드.
원천	마우스
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P11215
단백질 분자량	127kDa
배송	아이스백