


유세포 측정용 Apc 마우스 항인간 Cd11C 단클론 항체 - P20702

품목 번호: CM0010354



소개

유세포 측정용 인간 CD11c(ITGAX)를 표적으로 하는 APC 접합 마우스 단클론 항체입니다. 인간 단핵구 및 과립구 인테그린 알파-X와 반응하며 염증 반응 및 접착 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 마우스 항인간 CD11c mAb
비고/별칭	CD11C; SLEB6
종	인간
유전자ID (인간)	3687
유전자ID	3687
면역원	인간 CD11c 재조합 단백질
기원	마우스
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P20702
단백질 분자량	128kDa
배송	아이스백