

Apc Mouse Anti-Human Cd1A Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P06126

품목 번호: CM0012327



소개

유세포 분석용으로 설계된 APC Mouse anti-Human CD1a 단클론 항체입니다. T 세포, 수지상 세포 및 랑게르한스 세포에 있는 항원 제시 단백질인 CD1a를 검출합니다. 인간(Human)과 반응합니다. CamelBio의 포괄적인 IVD 원자재 공급이 지원됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC Mouse anti-Human CD1a mAb
비고/별칭	R4; T6; CD1; FCB6; HTA1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	909
유전자 ID	909
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 CD1a에서 유래한 합성 펩타이드.
공급원(Source)	마우스(Mouse)
카테고리	단클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P06126
단백질 분자량	37kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)