

유세포 분석용 Apc 마우스 항-인간 Cd3 단일클론 항체 - P07766

품목 번호: CM0012148



소개

유세포 분석용으로 검증된 인간 CD3 엡실론 사슬에 대한 APC 접합 마우스 단일클론 항체입니다. T 세포 표면 수용체에 특이적이며, 예상 분자량은 23 kDa입니다. 면역 프로파일링, T 세포 활성화 및 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	APC 마우스 항-인간 CD3 mAb
비고/별칭	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
종	인간(Human)
GeneID (인간)	916
GeneID	916
면역원	재조합 단백질 인간 CD3의 재조합 단백질.
공급원	마우스(Mouse)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P07766
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스 백(Ice bag)