


유세포 분석용 Apc Mouse Anti-Human Cd42A (Gpix) 단일클론 항체 - P14770

품목 번호: CM0003995



소개

인간 CD42a (GPIX/GP9)를 표적으로 하는 APC 접합 마우스 단일클론 항체로, 유세포 분석에 검증됨. GPIb-V-IX 복합체의 혈소판 당단백질 IX 서브유닛에 특이적. 지혈, 혈소판 부착, 베르나르-술리에 증후군 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	APC Mouse anti-Human CD42a mAb
비고/별칭	GPIX; CD42a
종	인간
GeneID (Human)	2815
GeneID	2815
면역원	재조합 인간 CD42a 단백질
원천	마우스
분류	단일클론 항체
적용	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P14770
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스백