

Fc용 Apc 마우스 항인간 Cd45Ro 단클론 항체 - P08575

품목 번호: CM0012040



소개

백혈구 공통 항원 PTPRC의 아이소폼인 인간 CD45RO에 특이적인 APC 접합 마우스 단클론 항체입니다. T세포 활성화 및 면역 프로파일링 연구에서 유세포 분석(FC)에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 마우스 항인간 CD45RO mAb
비고/별칭	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
종	인간
유전자 ID (인간)	5788
유전자 ID	5788
면역원	합성 펩타이드 인간 CD45RO에서 유래된 합성 펩타이드
기원	마우스
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P08575
단백질 분자량	136kDa
배송 방식	아이스 팩