

Fc용 Apc 마우스 항-인간 Cd56 단일클론 항체 - P13591

품목 번호: CM0012255



소개

유세포 분석에 대해 검증된 인간 CD56(NCAM1)을 표적으로 하는 APC 접합 마우스 단일클론 항체입니다. 신경세포 접착, 바이러스 침입 기전 및 NK 세포 생물학 연구에 적합합니다. 분자량이 40~95 kDa인 인간 단백질 아이소폼과 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 마우스 항-인간 CD56 mAb
비고/별칭	CD56; NCAM; MSK39
종	인간
유전자 ID	4684
면역원	인간 CD56 유래 합성 펩타이드
숙주	마우스
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P13591
단백질 분자량	40kDa/73kDa/80kDa/83kDa/93kDa/95kDa
배송	아이스백