

Apc Mouse Anti-Human Cd62P/P-Selectin Mab - P16109

품목 번호: CM0012323



소개

인간 CD62P/P-셀렉틴을 표적으로 하는 APC 접합 마우스 단일클론 항체입니다. 유세포 분석에 대해 검증되었으며, 내피 세포 및 혈소판 모델에서 백혈구 굴림, 세포 부착 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	APC Mouse anti-Human CD62P/P-selectin mAb
비고/별칭	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
종	Human (인간)
GeneID (Human)	6403
GeneID	6403
면역원	인간 CD62P/P-셀렉틴의 재조합 단백질.
공급원	Mouse (마우스)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
응용	FC (유세포 분석)
교차 반응성	Human (인간)
SWISS	P16109
단백질 분자량	91kDa
배송	아이스백