

Apc Mouse Anti-Human Tcr A/B Monoclonal Antibody For Fc - P01848

품목 번호: CM0004324



소개

인간 TCR 알파 사슬(TRAC)의 불변 영역을 표적하는 APC 접합 마우스 단일클론 항체입니다. 인간 TCR α/β + T 세포의 유세포측정법(FC) 검출을 위해 검증되었습니다. 면역표현형 분석 및 T 세포 수용체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	APC Mouse anti-Human TCR α/β mAb
비고/별칭	IMD7; TCRA; TRA@
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	6955
유전자 ID	6955
면역원	인간 TCR α/β 재조합 단백질
공급원	마우스(Mouse)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P01848
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스 백(Ice bag)