

Apc 토끼 항 Ddddk-태그 단클론 항체 - Ddddk 태그

품목 번호: CM0005907

소개

DDDDK 태그에 대한 APC 접합 토끼 단클론 항체로, 세포내 염색을 포함한 유세포 분석(FC)에 적합합니다. 종 무관 교차반응성은 태그 단백질 검출 및 연구 응용 분야에서 넓은 활용성을 보장합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	세부 정보
제품명	APC 토끼 항 DDDDK-태그 단클론 항체
비고/별칭	DDDDK; DDDDK 태그; DDDDK-태그
반응 종	인간
면역원	DDDDK 태그에 상응하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC, FC (세포내)
교차 반응성	종 무관
배송	아이스 팩