

Apc 토끼 항-염소 Igg (Fc) 단편 단일클론 항체

품목 번호: CM0012313

소개

염소 IgG (Fc) 단편에 특이적인 APC 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(FC) 응용 분야에 대해 검증되었습니다. 멀티플렉스 면역 분석 및 진단 연구에서 염소 면역글로불린을 검출할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-염소 IgG (Fc) 단편 mAb
종	염소
항원	염소 IgG (Fc) 단편의 재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	염소
배송	아이스 팩