


Fc용 Apc 토끼 항-인간 Annexin A1/Anxa1 Mab - P04083

품목 번호: CM0008806



소개

인간 Annexin A1/ANXA1을 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 샘플을 이용한 유세포 분석 응용에 적합하도록 설계되었습니다. Annexin A1은 항염증 반응, T세포 분화 및 식세포작용에 관여하는 칼슘 의존성 인지질 결합 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-인간 Annexin A1/ANXA1 mAb
비고/별칭	ANX1; LPC1
종	인간
유전자 ID (인간)	301
유전자 ID	301
면역원	인간 Annexin A1/ANXA1(NP_000691.1)의 아미노산 2-346에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P04083
단백질 분자량	39 kDa
배송	아이스팩