


유세포 분석용 Apc Rabbit Anti-Human Cd10 단일클론 항체 - P08473

품목 번호: CM0008036



소개

유세포 분석용 인간 CD10(CALLA/neprilysin) 표적 APC 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 아편양 펩타이드 및 ANF 분해에 관여하는 MME 유전자로 암호화된 금속단백질분해효소를 인식합니다. 인간 샘플에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC Rabbit anti-Human CD10 mAb
비고/별칭	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43
종	인간
유전자 ID (인간)	4311
유전자 ID	4311
면역원	인간 CD10 (NP_000893.2)의 아미노산 52-750에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P08473
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스백