


유세포분석용 Apc 토끼 항인간 Cd11A 단클론 항체 - P20701

품목 번호: CM0004467



소개

유세포분석용 인간 CD11a(인테그린 알파-L, LFA-1)를 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단클론 항체입니다.

백혈구 접착, 이동 및 면역 시냅스 형성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 토끼 항인간 CD11a mAb
비고/별칭	CD11A; LFA-1; LFA1A
종	인간
유전자 ID (인간)	3683
유전자 ID	3683
면역원	재조합 단백질 인간 CD11a(NP_002200.2)의 아미노산 26-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P20701
단백질 분자량	118kDa/129kDa/134kDa
배송	아이스 팩