


유세포 분석용 Apc 토끼 항인간 Cd123 단클론 항체 - P26951

품목 번호: CM0008182



소개

유세포 분석(FC)용 인간 CD123(IL-3Ra)을 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단클론 항체입니다. 조혈 연구에 적합하며, 약 43 kDa의 단백질 중량을 가진 인간 CD123을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 토끼 항인간 CD123 단클론 항체
비고/별칭	IL3R; CD123; IL3RX; IL3RY; IL3RAY; hIL-3Ra; IL-3R-알파
종	인간
유전자 ID	3563
면역원	인간 CD123의 아미노산 1-378에 해당하는 서열을 포함한 재조합 용합 단백질 (NP_002174.1)
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P26951
단백질 중량	43 kDa
배송	아이스 팩