

Apc 토끼 항인간 Cd153 단클론 항체 (Fc용) - P32971

품목 번호: CM0012385

소개

인간 CD153(CD30L, TNFSF8)을 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단클론 항체입니다. 인간 CD153을 인식하며 유세포분석 검증을 완료했습니다. T세포 증식 및 CD30/CD153 상호작용 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 토끼 항인간 CD153 mAb
비고/별칭	CD153; CD30L; CD30LG; TNLG3A
종	인간
유전자ID (인간)	944
유전자ID	944
면역원	제조합 단백질 인간 CD153 (NP_001235.1)의 아미노산 63-234번 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P32971
단백질 분자량	26kDa
배송 방법	아이스 팩