

Apc Rabbit Anti-Human Cd161 단클론항체 For Fc - Q12918

품목 번호: CM0004561



소개

인간 CD161 (KLRB1)에 대한 APC 접합 토끼 단클론항체. 아미노산 67-225에서 유래된 재조합 면역원. 유세포 분석용으로 검증됨. NK 세포 및 T 세포 면역표현형 분석 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Human CD161 mAb
비고/별칭	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKRPIA; NKR-PIA; hNKR-PIA
종	인간
유전자 ID (인간)	3820
유전자 ID	3820
면역원	재조합 단백질; 인간 CD161 (NP_002249.1)의 아미노산 67-225에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
분류	단클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q12918
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백