

유세포 분석용 Apc 토끼 항-인간 Cd162/PSgl-1 단일클론 항체 - Q14242

품목 번호: CM0008579



소개

인간 CD162/PSGL-1(P-셀렉틴 당단백질 리간드 1)에 대한 APC 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석용으로 검증되었습니다. 백혈구 롤링, 부착 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-인간 CD162/PSGL-1 단일클론 항체
비고/별칭	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1
종	인간
유전자 ID	6404
면역원	인간 CD162/PSGL-1(NP_002997.2)의 아미노산 42-295에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
동물종	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q14242
배송	아이스팩