

유세포 분석용 Apc 토끼 항-인간 Cd172A/Sirpa 단일클론 항체 - P78324

품목 번호: CM0012715



소개

유세포 분석용으로 검증된 인간 CD172a/SIRPα에 대한 APC 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 세포외 도메인을 표적으로 하며, 골수계 세포에서 SIRPα 발현의 생세포 분석에 적합합니다. 면역학 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-인간 CD172a/SIRPα mAb
비고/별칭	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1
종	인간
GeneID	140885
면역원	인간 CD172a/SIRPα의 아미노산 31-370에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_542970.1)
항체 생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P78324
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스팩