

유세포 측정용 Apc 토끼 항인간 Cd177 단클론 항체 - Q8N6Q3

품목 번호: CM0004474

소개

인간 CD177(PRV-1, NB1 GP)에 대한 APC 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 측정에서 검증되었습니다. 인간에 반응합니다. 호중구 및 진성적혈구증가증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항인간 CD177 단클론항체
비고/별칭	NB1; PRV1; HNA2A; PRV-1; HNA-2a; NB1 GP
종	인간
유전자 ID (인간)	57126
유전자 ID	57126
면역원	인간 CD177 (NP_065139.2)의 아미노산 22-407에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 측정)
교차 반응성	인간
SWISS	Q8N6Q3
단백질 분자량	15kDa/27kDa/46kDa
배송 방식	아이스 팩