

Fc용 Apc 토끼 항-인간 Cd185/Cxcr5 단일클론 항체 - P32302

품목 번호: CM0010017

소개

B세포 이동 및 림프종에 관여하는 인간 CD185/CXCR5(BLR1)를 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석으로 검증되었습니다. 약 42 kDa의 막 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-인간 CD185/CXCR5 mAb
비고/별칭	BLR1; CD185; MDR15
종	인간
유전자 ID(인간)	643
유전자 ID	643
면역원	인간 CD185/CXCR5(NP_033981.2)의 아미노산 1~47에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P32302
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스팩