

Apc Rabbit Anti-Human Cd196/Ccr6 단일클론항체 For Fc - P51684

품목 번호: CM0005074



소개

APC가 결합된 인간 CD196/CCR6에 대한 토끼 단일클론항체로, 유세포분석(FC)용으로 검증되었습니다. 케모카인 수용체 매개 면역세포 이동 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC Rabbit anti-Human CD196/CCR6 mAb
비고/별칭	BN-1; DCR2; DRY6; CCR-6; CD196; CKRL3; GPR29; CKR-L3; CMKBR6; GPRCY4; STRL22; CC-CKR-6; C-C CKR-6
종	인간
GeneID (인간)	1235
GeneID	1235
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P51684
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백