


유세포측정용 Apc 토끼 항인간 Cd1B 단클론 항체 - P29016

품목 번호: CM0005125



소개

FC용 APC 토끼 항인간 CD1B 단클론 항체. 인간에 특이적이며 유세포측정에서 검증되었고, 지질 항원을 제시하는 T세포 표면 당단백질인 CD1B(P29016)를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 토끼 항인간 CD1B mAb
비고/별칭	R1; CD1; CD1A
종	인간
GeneID (인간)	910
GeneID	910
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P29016
단백질 분자량	37kDa/30kDa
배송	아이스 팩