


유세포 분석용 Apc Rabbit Anti-Human Cd1C 단일클론 항체 - P29017

품목 번호: CM0010711



소개

APC로 접합된 인간 CD1c(BDCA1)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 면역 세포의 지질 항원 제시 당단백질을 검출하며, 면역학 및 수지상 세포 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Human CD1c mAb
비고/별칭	R7; CD1; CD1A; BDCA1
종	인간
유전자 ID (인간)	911
유전자 ID	911
면역원	인간 CD1c (NP_001756.2)의 아미노산 19-298 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P29017
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백