


Fc용 Apc 토끼 항-인간 Cd209/Dc-Sign 단일클론 항체 - Q9Nnx6

품목 번호: CM0009803



소개

인간 CD209/DC-SIGN (Q9NNX6)을 타겟팅하는 APC 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(Flow cytometry)에 대해 검증되었으며, 수지상세포의 정밀한 검출과 면역 반응, 병원체 인식 및 숙주-병원체 상호작용 연구를 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-인간 CD209/DC-SIGN mAb
비고/별칭	CDSIGN; CLEC4L; DC-SIGN; DC-SIGN1; hDC-SIGN
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	30835
면역원(Immunogen)	인간 CD209/DC-SIGN (NP_066978.1)의 아미노산 59-404에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q9NNX6
단백질 분자량	4kDa/18kDa/30kDa/33kDa/35kDa/37kDa/41kDa/43kDa/45kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)