


Fc용 Apc 토끼 항-인간 CD213A1/IL-13Rα1 단일클론 항체 - P78552

품목 번호: CM0011514



소개

인간 CD213a1/IL-13Rα1을 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포분석에 대해 검증되었습니다. IL-13/IL-4 신호 전달, 암/고환 항원 발현 및 사이토카인 수용체 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-인간 CD213a1/IL-13Rα1 단일클론 항체
비고/별칭	NR4; CT19; CD213A1; IL-13Ra
종	인간
GeneID	3597
면역원	인간 CD213a1/IL-13Rα1의 아미노산 29-343에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001551.1)
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P78552
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스팩