

유세포 분석용 Apc 토끼 항-인간 Cd228/Mfi2 단일클론 항체 - P08582

품목 번호: CM0005482



소개

인간 CD228/멜라노트랜스페린(MFI2)을 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었으며, 철 흡수, 흑색종 및 관련 분야의 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	APC 토끼 항-인간 CD228/MFI2 mAb
비고/별칭	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	4241
GeneID	4241
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 CD228/MFI2 (NP_005920.2)의 아미노산 20-708에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P08582
단백질 분자량	32kDa/80kDa
배송(Shipping)	아이스백