

유세포 분석용 Apc Rabbit Anti-Human Cd244/2B4 단일클론항체 - Q9Bzw8

품목 번호: CM0012800

소개

유세포 분석용 인간 CD244/2B4 (SLAMF4)에 대한 APC 접합 토끼 단일클론항체. NK 세포 활성화에 관여하는 자연살해세포 수용체 2B4를 인식합니다. 인간 샘플에서 검증됨.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Human CD244/2B4 mAb
비고/별칭	2B4; NAIL; Nmrk; NKR2B4; SLAMF4
종	인간
유전자 ID (인간)	51744
유전자 ID	51744
면역원	인간 CD244/2B4 (NP_001160135.1)의 아미노산 22-221에 해당하는 서열에 상응하는 재조합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q9BZW8
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백