

Fc용 Apc 토끼 항-인간 Cd27 단일클론 항체 - P26842

품목 번호: CM0010999



소개

유세포분석(FC)용으로 검증된 고품질의 APC 결합 토끼 항-인간 CD27 단일클론 항체 (클론 미지정). 면역학 및 종양학 연구에서 T세포, NK세포 및 B세포의 공동자극 면역 체크포인트 수용체 발현 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	APC 토끼 항-인간 CD27 mAb
비고/별칭	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152, LPFS2
종(Species)	인간(Human)
GeneID	939
면역원(Immunogen)	인간 CD27 (NP_001233.2)의 아미노산 21-192를 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P26842
단백질 분자량	29kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)