

유세포분석용 Apc 토끼 항인간 Cd270/Hvem 단클론 항체 - Q92956

품목 번호: CM0011155



소개

면역학 및 바이러스학 연구의 유세포분석 응용을 위해 개발된 인간 CD270/HVEM(TNFRSF14)에 대한 APC 접합 토끼 단클론 항체입니다. 면역 세포에서 내인성 CD270을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	APC 토끼 항인간 CD270/HVEM 단클론 항체
별칭	TNFRSF14; ATAR; CD270; HVEA; HVEM; LIGHTR; TR2; 종양괴사인자 수용체 슈퍼패밀리 구성원 14
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	8764
면역원	재조합 단백질; 인간 CD270/HVEM (NP_003811.2)의 아미노산 39-162에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	유세포분석 (FC)
교차 반응성	인간
SWISS	Q92956
단백질 분자량	21kDa/30kDa
배송 방식	아이스 팩