


Apc Rabbit Anti-Human Cd271/Ngfr 단일클론항체 For Fc - P08138

품목 번호: CM0008271



소개

유세포 분석용 인간 CD271/NGFR (p75NTR)에 대한 고품질 APC 접합 토끼 단일클론항체. 신경영양인자 신호전달, 신경 발달 및 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC Rabbit anti-Human CD271/NGFR mAb
비고/별칭	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
종	인간
GeneID (Human)	4804
GeneID	4804
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론항체
응용	FC
교차반응성	인간
SWISS	P08138
단백질 분자량	35kDa/45kDa
배송	아이스백