


Apc 토끼 항인간 Cd275/B7-H2/Icosl 단클론 항체 (Fc용) - O75144

품목 번호: CM0011879



소개

유세포 분석에 검증된 인간 CD275(ICOS 리간드)에 대한 APC 접합 토끼 단클론 항체입니다. T세포 공동자극, 면역 체크포인트 생물학 및 B세포 분화 연구에 이상적입니다. SWISS: O75144.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 토끼 항인간 CD275/B7-H2/ICOSL mAb
비고/별칭	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
반응 종	인간
유전자 ID	23308
면역원	인간 CD275/B7-H2/ICOSL (NP_056074.1)의 아미노산 19-256에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	O75144
단백질 분자량	20kDa/33kDa/34kDa
배송 방식	아이스팩