

유세포 분석용 Apc 토끼 항-인간 Cd33 단일클론 항체 - P20138

품목 번호: CM0009523



소개

인간 CD33(Siglec-3, 유전자 ID 945)을 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 골수계 세포, 미세아교세포 및 AML 모세포 연구에 적합합니다. SWISS: P20138.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-인간 CD33 mAb
비고/별칭	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
종	인간
GeneID	945
면역원	인간 CD33(NP_001763.3)의 아미노산 18~259에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	인간
SWISS	P20138
단백질 분자량	40 kDa
배송	아이스팩