


Apc Rabbit Anti-Human Cd38 단일클론항체 For Fc - P28907

품목 번호: CM0012050



소개

APC로 표지된 인간 CD38에 대한 토끼 단일클론항체로, 유세포 분석에 적합합니다. 칼슘 신호 전달 및 림프구 활성화에 관여하는 ADP-리보실 시클라제/사이클릭 ADP-리보스 가수분해효소 1(P28907)을 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Human CD38 mAb
비고/별칭	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
종	인간
유전자 ID (인간)	952
유전자 ID	952
면역원	인간 CD38 (P28907)의 아미노산 43-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원산	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P28907
단백질 분자량	13kDa/34kDa
배송	아이스백