

Apc Rabbit Anti-Human Cd40 단일클론 항체 For Fc - P25942

품목 번호: CM0012741



소개

APC로 표지된 인간 CD40(TNFRSF5, Bp50) 표적 단일클론 항체로 유세포 분석법에 검증되었습니다. 면역학, 종양학 연구 및 IVD 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC Rabbit anti-Human CD40 mAb
별칭	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
종	인간
유전자 ID	958
면역원	아미노산 21-193에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (인간 CD40, NP_001241.1).
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
UniProt 접근 번호	P25942
계산된 분자량	31kDa
배송 조건	아이스백