


Apc Rabbit Anti-Human Cd42B 단일클론항체 For Fc - P07359

품목 번호: CM0004068



소개

인간 CD42b(GP1BA)를 표적하는 APC 접합 토끼 단일클론항체. 유세포 분석(FC)에 대해 검증됨. 혈소판 기능, 혈전증 및 지혈 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC Rabbit anti-Human CD42b mAb
비고/별칭	GP1BA; BDPLT1; BDPLT3; BSS; CD42B; CD42b-alpha; DBPLT3; GP1B; GPIbA; GPIbalpha; VWDP; platelet glycoprotein Ib alpha chain
종	인간
GeneID (인간)	2811
GeneID	2811
면역원	재조합 단백질 인간 CD42b (NP_000164.5)의 아미노산 15-531 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P07359
단백질 분자량	72kDa
배송	아이스백