

Apc Rabbit Anti-Human Cd44 Monoclonal Antibody For Fc - P16070

품목 번호: CM0011986



소개

유세포 분석(FC)용으로 검증된 인간 CD44 (P16070)를 표적으로 하는 APC 접합 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. 림프구 귀소(homing), 부착 및 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Human CD44 mAb
비고/별칭	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1
종	인간 (Human)
GeneID (인간)	960
GeneID	960
면역원	인간 CD44 (NP_000601.3)의 아미노산 20-178에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	FC
교차 반응성	인간 (Human)
SWISS	P16070
단백질 분자량	82kDa
배송	아이스백