

Apc Rabbit Anti-Human Cd45Rb Monoclonal Antibody For Fc - P08575-9

품목 번호: CM0011049

소개

유세포 분석용 인간 CD45RB (PTPRC 아이소폼 7)을 타겟으로 하는 APC 접합 토끼 단일클론 항체. 인간 CD45RB(백혈구 공통 항원)를 검출합니다. 면역 세포 면역표현형 분석 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Human CD45RB mAb
비고/별칭	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID (Human)	5788
유전자 ID	5788
면역원	재조합 단백질 인간 CD45RB (XP_006711537.1)의 아미노산 26-463에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
응용	FC (유세포 분석)
교차 반응성	Human (인간)
SWISS	P08575-9
배송	아이스 팩 (Ice bag)