


Apc Rabbit Anti-Human Cd47 Monoclonal Antibody For Fc - Q08722

품목 번호: CM0006242



소개

유세포 분석용 인간 CD47 (IAP/OA3/MER6)를 표적하는 APC 접합 토끼 단일클론 항체. 재조합 면역원 (aa 19-139)으로 검증되었으며, 인간과 반응함. 분자량 31-35kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Human CD47 mAb
비고/별칭	IAP; OA3; MER6
종	인간 (Human)
GeneID (인간)	961
GeneID	961
면역원	재조합 단백질 (인간 CD47 (NP_001768.1)의 아미노산 19-139에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	FC
교차 반응성	인간 (Human)
SWISS	Q08722
단백질 분자량	31kDa/33kDa/35kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)