

Apc Rabbit Anti-Human Cd48 단클론 항체, 글리세롤 프리, 유세포 분석용 - P09326

품목 번호: CM0009349



소개

APC로 표지된 인간 CD48 (SLAMF2)에 대한 토끼 단클론 항체, 글리세롤 프리, 유세포 분석법에 대해 검증됨. 조혈세포의 면역표현형 분석 및 CD48 매개 면역 상호작용 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Human CD48 mAb, 글리세롤 프리
비고/별칭	BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102
종	인간
GeneID (Human)	962
GeneID	962
면역원	인간 CD48(NP_001769.2)의 아미노산 27-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
범주	단클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P09326
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백