

유세포분석용 Apc 토끼 항인간 Cd66A/Ceacam1 단클론 항체 - P13688

품목 번호: CM0010968



소개

인간 CD66a/CEACAM1을 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포분석에서 검증되었습니다. 면역 세포 프로파일링, T 세포, NK 세포 및 종양 세포 연구에 유용합니다. 인간 CEACAM1을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 토끼 항인간 CD66a/CEACAM1 mAb
비고/별칭	CEACAM1; BGP; BGP1; BGPI; 암배아 항원 관련 세포 접착 분자 1
종	인간
유전자 ID (인간)	634
면역원	인간 CD66a/CEACAM1 (NP_001703.2)의 아미노산 35-428에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P13688
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백