

유세포분석용 Apc 토끼 항-인간 Cd81 단일클론 항체 - P60033

품목 번호: CM0011598



소개

인간 CD81(TAPA-1)을 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포분석용으로 검증되었으며, B세포 신호전달 및 바이러스 침입에 관여하는 테트라스파닌을 검출합니다. 면역학 및 바이러스학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-인간 CD81 단일클론 항체
비고/별칭	S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28
종	인간
GeneID (인간)	975
GeneID	975
면역원	재조합 단백질 인간 CD81의 아미노산 114-199에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_004347.1)
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P60033
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스팩