

Apc Rabbit Anti-Human Cd9 단일클론항체 (유세포 분석용) - P21926

품목 번호: CM0008442



소개

APC로 표지된 인간 CD9에 대한 토끼 단일클론항체입니다. CD9는 세포 접착, 혈소판 활성화 및 종양 전이에 관여하는 테트라스판닌입니다. 유세포 분석(FC) 적용에 대해 검증되었습니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Human CD9 mAb
비고/별칭	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29
종	인간
GeneID (Human)	928
GeneID	928
면역원	재조합 단백질 (인간 CD9 (NP_001760.1)의 아미노산 1-228에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
원천	토끼
분류	단일클론항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P21926
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백