

## 유세포 분석용 Apc 토끼 항인간 Cd95/Fas 단클론 항체 - P25445

품목 번호: CM0005956



### 소개

인간 CD95/FAS(Apo-1, TNFRSF6)를 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석에서 검증되었으며 세포사멸 연구, 말초 내성 및 T세포 항상성 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | APC 토끼 항인간 CD95/FAS 단클론 항체                                           |
| 비고/별칭       | APT1; CD95; FAS1; APO-1; FASTM; ALPS1A; TNFRSF6                      |
| 반응 종        | 인간                                                                   |
| 유전자 ID (인간) | 355                                                                  |
| 유전자 ID      | 355                                                                  |
| 면역원         | 재조합 단백질 (인간 CD95/FAS (NP_000034.1)의 아미노산 26-173 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질) |
| 기원          | 토끼                                                                   |
| 카테고리        | 단클론 항체                                                               |
| 적용 분야       | FC (유세포 분석)                                                          |
| 교차 반응성      | 인간                                                                   |
| SWISS       | P25445                                                               |
| 단백질 분자량     | 38kDa                                                                |
| 배송 방식       | 아이스 팩                                                                |