

유세포 분석용 Apc 토끼 항-인간 Egfr 단일클론 항체 - P00533

품목 번호: CM0011294



소개

인간 EGFR을 표적으로 하는 APC 결합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 재조합 면역원(아미노산 335-525)을 사용합니다. 종양학 및 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-인간 EGFR mAb
비고/별칭	ERBB; ERPP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
종	인간
GeneID (인간)	1956
GeneID	1956
면역원	재조합 단백질(인간 EGFR의 아미노산 335-525에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_005219.2))
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P00533
단백질 분자량	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
배송	아이스팩