


Apc Rabbit Anti-Human Flt3/Cd135 Monoclonal Antibody For Fc - P36888

품목 번호: CM0005442



소개

인간 Flt3/CD135 (FLK2/STK1)를 타겟으로 하는 고품질의 APC 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(Flow cytometry)에 대해 검증되었습니다. 세포 외 도메인 에피토프를 타겟으로 하며, 조혈 및 백혈병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Human Flt3/CD135 Monoclonal Antibody
비고/별칭	FLK2; STK1; CD135; FLK-2
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	2322
GeneID	2322
면역원(Immunogen)	인간 Flt3/CD135 (NP_004110.2)의 아미노산 27-163에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
응용(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P36888
단백질 분자량	108kDa/113kDa
배송(Shipping)	Ice bag (아이스백)