


유세포분석(Fc)용 Apc 토끼 항인간 Icam-1/Cd54 단클론 항체 - P05362

품목 번호: CM0008624



소개

인간 ICAM-1(CD54)을 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포분석에서 검증되었습니다. 아미노산 28-480 범위의 재조합 면역원을 사용했습니다. 백혈구 부착, 내피세포 이동 및 바이러스 수용체 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 토끼 항인간 ICAM-1/CD54 mAb
비고/별칭	BB2; CD54; P3.58
종	인간
GeneID (인간)	3383
GeneID	3383
면역원	인간 ICAM-1/CD54 (NP_000192.2)의 아미노산 28-480에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P05362
단백질 분자량	58kDa
배송 방식	아이스 팩