


Apc 토끼 항인간 IgG (Fc) 유세포분석용 단클론 항체 - P01857

품목 번호: CM0005613



소개

인간 IgG Fc 영역을 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단클론 항체입니다. 인간 반응성으로 유세포분석(FC)에서 검증되었습니다. 재조합 단백질 면역원을 사용했으며 면역학 연구 및 진단 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 토끼 항인간 IgG (Fc) mAb
비고/별칭	IGHG1
반응 종	인간
유전자ID (인간)	3500
유전자ID	3500
면역원	인간 IgG (Fc) (P01857)의 아미노산 100-330번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P01857
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스 팩