


유세포 분석용 Apc 토끼 항-인간 IgG (Fc) 단일클론 항체 - P01857

품목 번호: CM0009241



소개

인간 IgG Fc 영역을 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. B세포 연구, 체액성 면역 연구 및 치료용 항체 개발에 이상적입니다. - P01857

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-인간 IgG (Fc) 단일클론 항체
비고/별칭	IGHG1
종	인간
유전자 ID (인간)	3500
유전자 ID	3500
면역원	재조합 단백질(또는 단편). 이 정보는 상업적으로 민감한 정보로 간주됩니다.
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P01857
단백질 중량	36 kDa
배송	아이스팩